

Istruzioni per il paziente

Fornire le seguenti informazioni ai pazienti sottoposti a impianto del sistema Barostim.

CURA DELLA FERITA POST-OPERATORIA

- La medicazione della ferita deve rimanere in posizione fino a diverse indicazioni del medico.
- Prestare attenzione durante il bagno, evitando di premere la ferita o il dispositivo.
- NON toccare i siti della procedura chirurgica.
- NON appoggiarsi sull'IPG (il dispositivo impiantato nel torace) e non spingerlo.
- NON manipolare l'IPG o la derivazione (il dispositivo impiantato nel collo) attraverso la pelle perché si potrebbero danneggiare i dispositivi o il tessuto circostante o causare la disconnessione della derivazione dall'IPG.
- In caso di febbre, arrossamento, produzione di scolo o dolore intenso nel sito chirurgico 3 giorni dopo la procedura, è possibile che sia in corso un'infezione.
 - Qualora comparissero questi sintomi, NON cercare di curarsi a casa. Contattare il medico appena possibile.
 - Se individuate rapidamente, le infezioni possono generalmente essere trattate con antibiotici.
 - In caso di infezione più grave potrebbe essere necessario rimuovere l'IPG e/o la derivazione.

INFORMAZIONI GENERALI

- Proseguire la terapia farmacologica, la dieta, l'esercizio e le modifiche allo stile di vita come indicato dal medico.
- Portare sempre la scheda di identificazione del paziente con sé e presentarla ai controlli di sicurezza.
- La batteria dell'IPG si esaurisce nel corso del tempo e sarà necessario sostituirla.
- Le visite di follow-up con il medico sono necessarie per accertare il corretto funzionamento del sistema e la risposta alla terapia.
- Contattare immediatamente il medico in caso di:
 - stimolazione (formicolio, tic muscolari, difficoltà a parlare o deglutire)
 - vertigini, dolore al torace, problemi di respirazione, gonfiore alle gambe
 - pressione arteriosa o frequenza cardiaca insolitamente basse.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Contattare il medico se si intende sottoporsi a una procedura medica:
 - procedure come RM, elettrocauterio, radioterapia, litotripsia e defibrillazione esterna possono causare danni all'IPG.
- Per evitare la temporanea interruzione della terapia, mantenere una distanza di almeno 15 cm da dispositivi con forti campi elettrici o magnetici, come:
 - forti magneti
 - altoparlanti magnetici
 - sistemi antitaccheggio
 - saldatrici ad arco
 - fornaci a induzione.
- Contattare il proprio medico per istruzioni prima di entrare in ambienti che potrebbero alterare il funzionamento dell'IPG, come le aree in cui sono apposti cartelli di avvertenza che vietano l'accesso a pazienti portatori di pacemaker.
- NON manipolare l'IPG attraverso la cute perché così facendo si potrebbe danneggiare o scollegare la derivazione collegata al generatore di impulsi.
- NON manipolare la derivazione per seno carotideo attraverso la cute perché così facendo si potrebbe danneggiare o scollegare la derivazione dal generatore di impulsi e/o lesionare il seno carotideo.



Per istruzioni per l'uso complete e una versione aggiornata delle informazioni contenute nel presente documento, visitare la pagina www.cvr.com/ifu