

Betegeknek szóló útmutató

A beültetett Barostim rendszerrel rendelkező betegek számára a következő információkat kell megadni.

POSZTOPERATÍV SEBELLÁTÁS

- A kötszerek a helyén kell maradnia amíg orvosa más utasítást nem ad erre vonatkozóan.
- Fürdéskor ügyelni kell arra, hogy ne nyomja meg a sebet vagy az eszközt.
- NE érintse meg a műtéti területet.
- NE feküdjön rá az IPG generátorra (a mellkasba ültetett eszközre), és ne nyomja meg azt.
- NE alakítsa át az IPG generátort vagy a vezetéket (a nyakba ültetett eszköz) a bőrön keresztül, mivel ez károsíthatja az eszközt, az eszközt körülvevő szöveteket, vagy a vezetéknek az IPG generátorról való leválását okozhatja.
- Fertőzés jele lehet, ha 3 nap elteltével láz jelentkezik, illetve bőrpír, váladékozás vagy erős fájdalom a műtéti területen.
 - Ha a fenti tünetek bármelyike jelentkezik, NE próbálkozzon otthoni kezeléssel, forduljon mielőbb orvosához.
 - A korán észlelt fertőzések általában antibiotikummal kezelhetők.
 - Súlyosabb fertőzések esetén szükség lehet az IPG és/vagy a vezeték eltávolítására.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

- Folytassa a gyógyszeres kezelést, az étrendet, a testmozgást és az életmódváltást az utasításoknak megfelelően.
- Tartsa magánál a betegazonosító kártyát, és mutassa be biztonsági ellenőrzéskor.
- Az IPG akkumulátora idővel lemerül és cserére szorul.
- A rendszer megfelelő működése és a terápiára adott válasz biztosítása érdekében el kell járnia kontrollra az orvoshoz.
- A következő esetekben forduljon azonnal kezelőorvosához:
 - Stimuláció (bizsergés, rángás, beszéd- vagy nyelési nehézség)
 - Szédülés, mellkasi fájdalom, légzési problémák, lábdagadás
 - Szokatlanul alacsony vérnyomás vagy szívfrekvencia

FIGYELMEZTETÉSEK / ÓVINTÉZKEDÉSEK:

- Forduljon orvosához, ha orvosi beavatkozása lesz:
 - Az olyan eljárások, mint az MR, az elektrokauterizálás, a terápiás sugárzás, a kőzúzásos eljárások és a külső defibrilláció károsíthatja az IPG generátort.
- A terápia átmeneti leállításának elkerülése érdekében maradjon legalább 15 cm (6 hüvelyk) távolságra az olyan erős elektromos vagy mágneses mezővel rendelkező készülékektől, mint például:
 - Erős mágnesek
 - Hangszórómágnesek
 - Elektronikus cikkfelügyeleti (EAS) rendszer (lopásérzékelők)
 - Ívhegesztők
 - Indukciós kemencék
- Forduljon orvosához útmutatásért, mielőtt olyan környezetbe lépne, amely hátrányosan befolyásolhatja az IPG működését, beleértve azokat a területeket, ahol figyelmeztető feliratok vannak elhelyezve, hogy a pacemakerrel rendelkező betegek ne léphessenek be.
- Az IPG generátort TILOS a bőrön keresztül átalakítani – ez ugyanis károsíthatja a vezetéket vagy leválaszthatja azt az impulzusgenerátorról.
- A carotis sinus vezetéket TILOS a bőrön keresztül átalakítani, ez ugyanis károsíthatja a vezetéket vagy leválaszthatja azt az impulzusgenerátorról és/vagy a sinus carotis sérülését okozhatja.



A teljes használati utasítás és a jelen dokumentumban szereplő információk aktuális példánya a következő címen érhető el: www.cvr.com/ifu.



CVRx, Inc.
9201 West Broadway Avenue, Suite 650
Minneapolis, MN 55445 USA
Phone: (763) 416-2840
Fax: (763) 416-2841
www.cvr.com

EC REP Emergo Europe

